

## Gebrauchsinformation für Darmrohre

Möchten Sie zusätzlich Einmalklistiere verwenden? Sie können bequem auf das vorhandene Klistierröhrchen von Intima2000® in zwei Varianten von Darmrohren aufsetzen. Für diese Anwendung empfiehlt sich das Klistierröhrchen *Handycap* zu wählen. Es ist kürzer in der Höhe als das Klistierröhrchen *Standard*. Dadurch ist es einfacher in der Handhabung mit einem zusätzlichen Darmrohr.

**Variante 1:** Darmrohr zum **Überstülpen** auf das Klistierröhrchen: Durchmesser CH22 & CH25  
Sie stülpen den colorierten Gummiaufsatz über das Klistierröhrchen von Intima2000®. Dabei ist zu beachten, dass Sie das aufgestülpte Darmrohr nicht beliebig kürzen können.



Originallänge Darmrohr.



Aufstülpen auf Klistierröhrchen.

**Variante 2:** Darmrohr zum **Einschieben** in das Klistierröhrchen: Durchmesser CH25  
Zuerst wählen Sie die von Ihnen präferierte Länge des zusätzlichen Darmrohres und geben die Länge des Klistierröhrchens von Intima2000® dazu (ca. + 14 cm). Dann kürzen Sie das Darmrohr mit der Schere und schieben es in das Klistierröhrchen von Intima2000® hinein. Hier ist nur Ch25 anwendbar.



Originallänge Darmrohr.



Kürzen des Darmrohrs.



Einführen des Darmrohrs in Klistierröhrchen von Intima2000®.



### Darmrohr Ch22 und Ch25

- aus PVC
- 40 cm lang
- geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen
- steril, zum Einmalgebrauch
- Preis pro Darmrohr: CHF 1.25\*

\*Die zusätzlichen Darmrohre können Sie nicht nur bei uns nachbestellen. Sie sind in jeder gut sortierten Apotheke bestellbar.

### HINWEIS:

Währenddem Sie bei den Klistierröhrchen von Intima2000® keine Gleitcreme oder Vaseline benötigen, weil das Wasser einen natürlichen Gleitfilm bietet, sollten Sie bei der Anwendung mit zusätzlichen Darmrohren eine Vaseline oder Ähnliches zum besseren Einführen verwenden.

Bitte beachten Sie weiter, dass die optimale Reinigung des äusseren Gesässes nur mit dem Originalklistierröhrchen von Intima2000® gewährleistet wird. Wenn Sie eine innere Spülung mit einem zusätzlichen Darmrohr machen und danach Ihren äusseren Gesässbereich noch reinigen möchten, entfernen Sie das zusätzliche Darmrohr zuerst wieder und fahren danach mit der Anwendung fort.

→ Grundsätzlich empfiehlt sich Intima2000® bei den ersten 3 - 4 Anwendungen ohne aufgesetztes Darmrohr auszuprobieren um den Ablauf kennen zu lernen und sich mit den Anwendungen vertraut zu machen.



Medical Selfcare Solution

Andex A. Anderegg + Co.  
CH-8964 Rudolfstetten  
www.intima2000.ch

**INTIMA<sup>2000</sup>**

Ein gutes Gefühl.